



L-Line Micro Dissectors

L-Line Mikro Dissektoren

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

INDEX BY DESCRIPTION

Inhaltsverzeichnis nach Bezeichnung

Handles Handgriffe	4
Micro Ruler Mikro Lineal	4
Container Container	5 / 22
Memory Dissectors Memory Dissektoren	6
Bending Tool for Memory Dissectors Bieghilfe für Memory Dissectoren	6
Curettes Küretten	7
Dissectors Dissektoren	8 / 14 / 18
Scoop Löffel	9 / 15 / 20
Hooks Häkchen	10 / 14 / 15 / 19
Teardrop Dissectors Kugel Dissektoren	9 / 16 / 20 / 21
Knives Messer	11 / 12
Spatula Spatel	13
Raspatory Raspatorium	13
Micro Chisel Mikro Meißel	13
Elevators Elevatoren	14 / 18
Diamond Knives Diamant Messer	23 – 26

CATEGORY INDEX

Inhaltsverzeichnis nach Kategorie

Introduction Einführung	2 – 3
Memory Set Memory Set	4 / 6
Cranial Set Kranial Set	7 – 12
Bone Set Knochen Set	13
Rhoton Set Rhoton Set	14 – 16 / 17 – 22
Diamond Knives Diamant Messer	23 – 26

IDENTIFICATION KEY

Produktzellen

Product

Produkt

Cat.No.

REF Artikelnummer

Nerve Hook

Nervhaken

46.160

a) 2 mm

46.161

a) 4 mm

Angle

Diameter

Winkel

Durchmesser

45°

Ø 1 mm

Product description

Produktbeschreibung

FUNCTION

Funktion



The unique design of the L-Line Micro Dissector provides a wide variety of lengths and tip designs to adapt to any surgical condition.

- **Length:** the length of the Dissector is adjustable from 170 to 240 mm.
- **Variety:** more than 90 different working ends.

Das einzigartige Konzept der L-Line Mikrodissektoren bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten. Das Konzept ermöglicht eine individuelle Anpassung des Instruments an die chirurgisch notwendigen Gegebenheiten.

- **Länge:** Die Länge der Dissektoren ist individuell von 170 bis 240 mm einstellbar.
- **Vielfalt:** Mit über 90 verschiedenen Arbeitsenden bietet dieses System ein breites Spektrum.

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

DISSECTOR HANDLES*

Dissektor Handgriffe*



46.090

128 mm, 5"



46.092

153 mm, 6"



46.095

147 mm, 5¾"



* for Dissectors from page 4 / 6 – 16

* für Dissektoren von Seite 4 / 6 – 16

MICRO RULER

Mikrolineal



Micro Ruler with 5 mm scale
Mikrolineal mit 5 mm Skala

46.119.01

150 mm, 6"



Developed in collaboration with
Gary K. Steinberg M. D. Ph. D. for the EC/IC Bypass Set.
Entwickelt in Zusammenarbeit mit
Gary K. Steinberg M. D. Ph. D. für das EC/IC Bypass Set.

CONTAINER


Container



46.025

265 x 175 x 34 mm

**Storage tray for 16 L-Line
Dissectors and 4 handles, w/o lid**
Lagerungscontainer für 16 L-Line
Dissektoren ohne Deckel



54.842.10

265 x 175 mm

Lid for Storage tray 46.025
Deckel für Lagerungscontainer 46.025

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

MEMORY SET

Memory Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")

Memory inside: By using the bending tool, the Memory Dissectors can achieve a bend of up to 90° to adapt the instrument to surgical conditions. After sterilization the instrument returns to its original shape.

Memory inside: Die Memory Dissektoren können unter Verwendung der Biegehilfe eine Biegung von bis zu 90° erreichen. Somit kann das Instrument den gegebenen Bedürfnissen angepasst werden. Nach anschließender Sterilisation erhält das Instrument seine ursprüngliche Form zurück.









Fig./Abb.: 46.220

CRANIAL SET

Kranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.101


ø 2 mm

46.102

ø 4 mm

46.103

ø 6 mm



46.104


ø 2 mm

46.105

ø 4 mm

46.106

ø 6 mm



46.107


ø 2 mm

46.108

ø 4 mm

46.109

ø 6 mm



46.111


ø 2 mm

46.112

ø 4 mm

46.113

ø 6 mm



46.114

ø 2 mm

46.115

ø 4 mm

46.116

ø 6 mm



Fig./Abb.: 46.106

i Sidewards angled
Seitlich abgewinkelt


L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET

Kranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.121


a) 1 mm

46.122

a) 2 mm

46.123

a) 3 mm



46.124

a) 1 mm

46.125

a) 1,5 mm

46.126


a) 2 mm

46.127

a) 3 mm


46.128

a) 4 mm



46.129

a) 4 mm



46.130


a) 2 mm

46.131

a) 4 mm



Fig./Abb.: 46.122



46.151


a) 2 mm

46.152

a) 3 mm

46.153

a) 4 mm



46.154

a) 2 mm

46.155


a) 3 mm

46.156

a) 4 mm



46.315




46.160

a) 2 mm

46.161

a) 4 mm



46.162

a) 2 mm

46.163

a) 3 mm

46.164

a) 4 mm

46.317

a) 5 mm

46.166

a) 8 mm



Fig./Abb.: 46.155


L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET


Cranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.170

a) 3 mm



46.171


a) 3 mm

46.172

a) 5 mm


46.173

a) 8 mm




46.175

a) 5 mm



46.176

a) 3 mm



46.177

a) 2 mm

46.178

a) 3 mm



Fig./Abb.: 46.172

Needle sharp
Nadel scharf

46.180

Lancet Knife
Lanzettmesser

46.140

a) 5,5 mm
b) 3,6 mm

Sickle Knife
Sichelmesser

46.141

a) 5 mm

Pulling Knife
Zugmesser

46.142

a) 3,5 mm

Disc Knife
Tellermesser

46.143

a) 4 mm



Fig./Abb.: 46.143


L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET

Cranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")




Disc Knife
Tellermesser

46.144

a) 2 mm

46.145

a) 4 mm



Micro Knife
Mikromesser

46.146

a) 3 mm




Fig./Abb.: 46.144

BONE SET


Knochen Set

(170 – 240 mm, 6³/₄" – 9¹/₂")




46.201

a) 2,3 mm




46.202

a) 5 mm



46.207

a) 3 mm



46.209

a) 1,2 mm



Fig./Abb.: 46.202


L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

RHOTON SET

Rhoton Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



Dissector
Dissektor

46.301


a) 1 mm, #1

46.302

a) 2 mm, #2

46.303


a) 3 mm, #3



Elevator
Elevatorium

46.304


a) 1,2 mm, #4



Elevator
Elevatorium

46.305

a) 2,8 mm, #5



Elevator
Elevatorium

46.306

a) 1 mm, #6

46.307

a) 1,5 mm, #7

46.308

a) 2 mm, #8



Hook semi-sharp
Häkchen halbscharf

46.309

a) 2 mm, #9



Fig./Abb.: 46.309








Fig./Abb.: 46.314

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

RHOTON SET


Rhoton Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")




46.315

#15




46.316

a) 2,5 mm, #16




46.317

a) 5 mm, #17



46.318

a) 4 mm, #18



46.319

a) 8 mm, #19



Fig./Abb.: 46.319



Rhoton Set Classic

Rhoton Set Classic


RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

RHOTON SET

Rhoton Set

(190 mm, 7½")



46.361.02

46.361.02 T

a) 1 mm, #1

46.362.02


46.362.02 T

a) 2 mm, #2

46.363.02

46.363.02 T


a) 3 mm, #3



46.364.02

46.364.02 T


a) 1,3 mm, #4



46.365.02

46.365.02 T

a) 2,6 mm, #5



46.366.02

46.366.02 T

a) 1,3 mm, #6

46.367.02

46.367.02 T

a) 1,7 mm, #7

46.368.02

46.368.02 T

a) 2,2 mm, #8



Fig./Abb.: 46.365.02



Steel / Stahl

Titanium / Titan







Fig./Abb.: 46.370.02


RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

RHOTON SET

Rhoton Set


(190 mm, 7½")



46.373.02

46.373.02 T


a) 1,4 mm b) 2,2 mm, #13



46.374.02

46.374.02 T


a) 1,4 mm b) 2,2 mm, #14



46.375.02

46.375.02 T

#15



46.376.02

46.376.02 T

a) 3 mm, #16



Fig./Abb.: 46.374.02



Steel / Stahl

Titanium / Titan




Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.377.02

46.377.02 T

a) 5 mm, #17




Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.378.02

46.378.02 T

a) 4 mm, #18



Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.379.02

46.379.02 T

a) 8 mm, #19



Fig./Abb.: 46.377.02



Steel / Stahl

Titanium / Titan

RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

CONTAINER

Container



46.028.02

250 x 210 x 25,5 mm

Storage and Cleaning Tray for Rhoton Dissectors

Lagerungs- und Reinigungs-
container für Rhoton Dissektoren



Diamond Knives

Diamant Messer

DIAMOND KNIVES


Diamant Messer

FUNCTION

Funktion

1 | Blade shape

1 | Messerform



straight
gerade



angled
abgewinkelt



4 | Rinsing/Cleaning Connector Built in flushing port for easy and efficient cleaning of internal components

4 | Spülanschluss/Reinigung
Spülanschluss für einfache und effiziente
Reinigung



2 | Sleeve

Protects the diamond blade from
damage while not in use.

2 | Schutzhülse

Schützt Diamantklinge vor Beschädigungen
bei nicht Gebrauch.

3 | Opening and Locking Mechanism

The opening and locking mechanism
allows the blade to slide in and out of
the protective cover.

3 | Öffnungs- und Verschlussmechanismus

Mit dem Öffnungs- und Verschluss-
mechanismus wird die Diamantklinge
aus- bzw. in die Schutzhülse gefahren.









Fig./Abb.: 46.250.A

DIAMOND KNIVES

Diamant Messer





Fig./Abb.: 46.269.A



CE 0297

All rights reserved. Reprinting, also in excerpts, is forbidden. No part of the catalogue may be reproduced in any form or processed, duplicated or distributed using electronic systems without the written permission from PETER LAZIC GMBH.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise verboten. Kein Teil des Katalogs darf ohne schriftliche Einwilligung von PETER LAZIC GMBH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



HEADQUARTERS

HAUPTSITZ

Peter Lazic GmbH

Microsurgical Innovations
Immelmannweg 2
78532 Tuttlingen
GERMANY

Tel. +49 (0) 7461 96643-0
Fax +49 (0) 7461 8745
info@lazic.de
www.lazic.de

Peter Lazic US Inc.

22 Clipper Way
Topsham, ME 04086
USA

Local: 603 427 8097
Fax: 603 501 0379
support@peterlazic.com
www.peterlazic.com